




Soluções à Saúde Humana

(44) 3025-2100
www.klineamed.com.br

Campo Cirúrgico para Oftalmologia



INDICAÇÃO DE USO


Indicado para cobertura do paciente em procedimentos invasivos, onde se faz necessária a criação de barreira estéril, com baixa liberação de fluídos, com fenestra central. Contém fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação e bolsa coletora para depósito de líquidos.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990001

Campo Cirúrgico


TECIDO NÃO TECIDO SMS – GRAMATURAS DE 30 À 50 G/M²



**CAMPO MESA
AUXILIAR**



**CAMPO PEQUENOS
PROCEDIMENTOS FENESTRADO**



**CAMPO PEQ PROCEDIMENTOS
C/ ADESIVO OCULAR**

INDICAÇÃO DE USO

- Campo Mesa Auxiliar – O produto tem o propósito de funcionar como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.
- Campo peq. procedimento fenestrado – Indicado para cobertura do paciente em procedimentos invasivos, onde se faz necessária a criação de barreira estéril, com baixa liberação de fluídos, com fenestra central de 08 cm.
- Campo peq. procedimento fenestrado c/ adesivo ocular – Indicado para cobertura do paciente em procedimentos invasivos, onde se faz necessária a criação de barreira estéril, com baixa liberação de fluídos, com fenestra central de 08 cm. Contém fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990002

Embalagem para Esterilização



**EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO
COR AZUL**




**EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO
COR VERDE**

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para embalar material encaminhado à esterilização. Permeável ao livre fluxo do agente esterilizante. Possui gramatura variada proporcionando resistência ao peso e manuseio do material

Campo Mesa Auxiliar Laminado

TECIDO NÃO TECIDO SMS – GRAMATURAS DE 30 À 50 G/M²



INDICAÇÃO DE USO

Campo Mesa Auxiliar Laminado – O produto tem o propósito de funcionar como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral), permitindo uma cobertura impermeável da mesa auxiliar cirúrgica e absorção de líquidos entre mesa e o instrumental.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990004

Avental Cirúrgico



**AVENTAL CIRÚRGICO
SEM REFORÇO**



**AVENTAL CIRÚRGICO
COM REFORÇO PARCIAL**



**AVENTAL CIRÚRGICO
COM REFORÇO TOTAL**

INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
8066299005

Kit Cirúrgico Universal Premium



AVENTAL CIRÚRGICO SEM REFORÇO



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO PARCIAL




AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO TOTAL



Campo de Mesa Auxiliar

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Cirúrgico Universal Premium – Indicado para diversas especialidades cirúrgicas.

Campo de Mesa Auxiliar: Indicado para cobertura da mesa de instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo cirúrgico lateral com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico superior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra os riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico inferior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Avental cirúrgico com compressa absorvente: Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990006

Kit Oftalmológico Básico



AVENTAL CIRÚRGICO SEM REFORÇO




AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO PARCIAL




AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO TOTAL

Campo cirúrgico fenestrado com adesivo ocular e bag



Campo de Mesa Auxiliar



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Oftalmológico Básico – Indicado para procedimentos oftálmicos com uso de irrigação constante.

Campo cirúrgico fenestrado com adesivo ocular e bag com filete flex form: Indicado para a cobertura do paciente em procedimentos oftálmicos com uso de irrigação constante.

Campo de Mesa Auxiliar: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Avental cirúrgico com compressa absorvente: Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990007

Kit Oftalmológico Master



**AVENTAL CIRÚRGICO
SEM REFORÇO**




**AVENTAL CIRÚRGICO
COM REFORÇO PARCIAL**



**AVENTAL CIRÚRGICO
COM REFORÇO TOTAL**

Campo cirúrgico fenestrado com adesivo ocular e bag



Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Oftalmológico Master – Indicado para procedimentos oftálmicos com uso de irrigação constante.

Campo cirúrgico fenestrado com adesivo ocular e bag com filete flex form: Indicado para a cobertura do paciente em procedimentos oftálmicos com uso de irrigação constante.


Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Avental cirúrgico com compressa absorvente: Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990008

Kit Cirúrgico Geral Básico



CAMPO DE MESA AUXILIAR



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Cirúrgico Geral Básico – Indicado para diversas especialidades cirúrgicas.

Campo de Mesa Auxiliar: Indicado para cobertura da mesa de instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.



Campo cirúrgico superior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico inferior com janela em “U”, com reforço e fita adesiva ao redor da janela em “U”: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990009

Kit Cirúrgico Universal Master



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Cirúrgico Universal Master – Indicado para diversas especialidades cirúrgicas.

Campo de Mesa Auxiliar: Indicado para cobertura da mesa de instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo cirúrgico lateral com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.


Campo cirúrgico superior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra os riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico inferior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990010

Kit Cirúrgico Geral Master



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Cirúrgico Geral Master – Indicado para diversas especialidades cirúrgicas.

Campo de Mesa Auxiliar: Indicado para cobertura da mesa de instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.


Campo cirúrgico superior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico inferior com janela em “U”, com reforço e fita adesiva ao redor da janela em “U”: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990011

Kit Cirúrgico Universal Básico



INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990012

Kit Cirúrgico Geral Premium




AVENTAL CIRÚRGICO SEM REFORÇO



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO PARCIAL



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO TOTAL



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

Kit Cirúrgico Geral Premium – Indicado para diversas especialidades cirúrgicas.
Campo de Mesa Auxiliar: Indicado para cobertura da mesa de instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo cirúrgico superior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico inferior com janela em “U”, com reforço e fita adesiva ao redor da janela em “U”: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Avental cirúrgico com compressa absorvente: Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990014

Avental não Estéril




AVENTAL CIRÚRGICO SEM REFORÇO



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO PARCIAL



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO TOTAL



Avental Azul Marinho sem Manga



Avental Azul Marinho com Manga

INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990014

Campo para procedimentos Cirúrgicos




Campo sem Reforço



Reforço Absorvente

Fita Adesiva

Campo com Reforço



Fita Dupla Fase

Campo com Fita Dupla Fase

INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990016

Kit Cirúrgico Universal Geral



AVENTAL CIRÚRGICO SEM REFORÇO




AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO PARCIAL



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO TOTAL

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/Mayo



INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

O kit cirúrgico universal geral é indicado para diversas especialidades cirúrgicas.

Campo de Mesa Auxiliar Laminado/ Campo de Mesa Auxiliar Laminado Mayo:

Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.

Campo cirúrgico lateral com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico superior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra os riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Campo cirúrgico inferior com reforço e fita adesiva: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante procedimento e fita adesiva hipoalergênica para melhor fixação.

Avental cirúrgico com compressa absorvente: Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990017

Kit Hemodinâmica




AVENTAL CIRÚRGICO SEM REFORÇO



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO PARCIAL



AVENTAL CIRÚRGICO COM REFORÇO TOTAL



Campo de Mesa Auxiliar Laminado

INDICAÇÃO DE USO

Todos apresentam a mesma indicação de uso conforme abaixo:

O kit é indicado para procedimentos de hemodinâmica via braquial, radial ou femoral, para isolamento do paciente e dos comandos do equipamento.

Campo Hemodinâmica: Tem a finalidade de proteção contra riscos de contaminação externa, bem como a proteção da equipe médica, o paciente e/ou superfícies durante o procedimento além de proporcionar o acesso a área da cirurgia.

Campo de Mesa Auxiliar Laminado: Indicado para cobertura de mesa e instrumentos com impermeabilidade, funcionando como proteção estéril (Antibacteriana e Antiviral) e absorção de líquidos entre a mesa e o instrumental.


Avental cirúrgico com compressa absorvente: Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990018

Máscara Cirúrgica


MÁSCARA SANFONADA COM ELÁSTICO SEM CLIPE




MÁSCARA SANFONADA COM ELÁSTICO COM CLIPE



MÁSCARA SANFONADA COM TIRAS SEM CLIPE



MÁSCARA SANFONADA COM TIRAS COM CLIPE



INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a proteção da boca e nariz dos profissionais que atuam nas áreas Médico Odonto Hospitalar, Alimentícia e Industrial, durante procedimentos cirúrgicos, desta forma evita a contaminação cruzada oferecendo segurança em ambientes que necessitem de cuidados especiais.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990019

Kit Recém-Nascido

Campo SMS



Toalha Absorvente



Compressa



INDICAÇÃO DE USO

O kit é indicado para procedimentos de recepção, acolhimento e de limpeza de recém-nascido após o parto.

Campo SMS: Indicado para a recepção do recém-nascido logo após o seu nascimento.

Toalha Absorvente: Indicado para o acolhimento do recém-nascido logo após o seu nascimento.

Compressa: Indicado para realizar a higienização da pele do recém-nascido.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990020

Avental Cirúrgico Laminado



**Avental Azul com Manga Longa
punho Ribana**



Avental Azul com Manga Longa punho Elástico

INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a uso pelo cirurgião e outros profissionais no centro cirúrgico ou em qualquer outro estabelecimento de saúde Indicado para proteção recíproca da equipe cirúrgica/paciente e compressa absorvente para secagem das mãos.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990021

Campo Cirúrgico Lasik

CAMPO CIRÚRGICO LASIK MONOCULAR



CAMPO CIRÚRGICO LASIK BINOCULAR



INDICAÇÃO DE USO

Produto destinado a cirurgias oftálmológicas.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990022

Campo Mesa Mayo

Campo Mesa Mayo



INDICAÇÃO DE USO

Indicado na realização de procedimentos cirúrgicos, utilizado em mesa de instrumentos.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990023

Kit Cirúrgico Universal Básico II

Campo de Mesa Auxiliar Laminado



Compressa



INDICAÇÃO DE USO

O kit cirúrgico universal básico II é indicado para diversas especialidades cirúrgicas.




ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990024

Kit Cirúrgico Universal Básico III

Campo de Mesa Auxiliar Laminado



Campo Mesa Mayo



INDICAÇÃO DE USO

O kit cirúrgico universal básico é indicado para diversas especialidades cirúrgicas.



ANVISA NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO
80662990025